

## Salle de radiologie numérique Thorax - Poumons Digital Chest Rad Room

**GE Revolution XQ-i** – Année 2003 - Year 2003

Générateur RX **GE AdvantX - XQ-i cabinet** Année 2003 - Year 2003

Tube RX **GE MX100** - Focal 0,6/1,3 - Année 2014 - Year 2014

Colonne avec potter / Wallstand

Colonne avec tube / Tubestand

Decteur numérique/ Digital detector: PERKIN Elmer 2200286-2 RAD41 - Année 2007 - Year 2007


Console: **GE Advantx Operator Console + AWS workstation + Rapidscreen** (diagnostic cancer poumon / diagnostic lung cancer)

Autotracking / Autocollimation

Matériel entièrement démonté sur site et révisé par notre équipe spécialisée. Parfait état.

Unit entirely uninstalled and tested by our technical team. Perfect conditions.

Vidéo test: <https://youtu.be/y8wixRRKApY>



Plus d'infos / Photos / Videos - More details :

Tel : 0033 (0)4 91 64 59 08 - Mail : [contact@ikonexmedical.com](mailto:contact@ikonexmedical.com)