

**Radiology film Processor
Développeuse films radiologie**

AGFA CURIX 60

Développeuse de table – *Tabletop processor*

Dimensions : 80 x 65 x 38 cm

POIDS VIDE - *Weight Empty*: 60 kg (132 lbs)

POIDS PLEIN : *With replenisher bottles*: 69 kg (152 lbs)

60 films/hour

Film :

Min. : 10 x 10 cm (diagonally)

Max.: 36 cm

Temps de chauffe - *Warming-up time* : 7 min

PARFAIT ETAT

